

INSTRUCTIONS FOR USE

Ambu® Neuline® Cup Neurology surface electrodes

Single-use

Abridged version - en

1. Important information – Read before use
These safety instructions carefully follow using the Ambu® Neuline™ Cup Neurology surface electrodes. The instruction for use may be updated without further notice. Copies of the current instructions are available upon request. Please be aware that this document does not explain or discuss clinical procedures. They describe only the basic operation and precautions related to the operation of the electrodes.

There is no warranty on the Ambu Neuline Cup Neurology surface electrodes.

1.1. Intended use
Ambu Neuline Cup electrodes are intended for use with recording and monitoring equipment for the purpose of recording biopotential signals for example: Electroencephalography (EEG) and nerve potential signals.

1.2. Indications for use
Ambu Neuline Cup electrodes are indicated when there is a need for neurophysiological examinations of the brain to investigate abnormalities in a patient.

1.3. Intended patient population
Ambu Neuline Cup electrodes can be used for adults (age 22 and up*) and for pediatric (from both through the age of 19).

*Age definitions are based on FDA Guidance: Leveraging Existing Clinical Data for Extrapolation to Pediatric Uses of Medical Devices (Sep 19, 2016).

1.4. Intended user/ use environment
Ambu Neuline cup electrodes are intended for used by in consultation with nurse or physician.

The electrode is for use in a hospital/clinic setting.

1.5. Contra indications


Note: **CAUTIONS**

1.6. Clinical benefits
Facilitates neurophysiological examination through detecting and transmitting the signal to the recording and monitoring equipment.

1.7. Warnings and cautions

- WARNINGS**
- Surface electrodes should be applied only to intact, clean skin (e.g., not over open wounds, lesions, infected, or inflamed areas).
 - For single use only. Reuse of the product may cause contamination, leading to infections.
 - Do not use the electrode for electrical stimulation as this may lead to tissue discomfort/skin burn.
 - Do not use the electrode on patient with body weight less than 3.5 kg as this may lead to skin irritation.

- CAUTIONS**
- To minimize the risk of skin irritation, when replacing electrodes find a new site of skin on which to place them.
 - Electrodes should only be used by or in consultation with a health care provider familiar with their proper placement and use.
 - Do not soak, rinse, or sterilize the electrodes as these procedures may leave harmful residues or cause malfunction of the electrodes.
 - During surgical procedures electrodes should be placed as far as possible from the electro-surgical unit to avoid electrical coupling.
 - US Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed health care practitioner.



4. Κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, τα ηλεκτρόδια πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο μακριά από την ηλεκτροχειρουργική συσκευή για να αποφευχθεί η ανεπιθύμητα παθητική ροή ρεύματος. 5. Η ορμονοπαραγωγή της ΗΠΕ παραρτήρα της μήτρας της παρούσας συσκευής από απόρριψη της μήτρας είναι φυσιολογική διαδικασία και στην αγορά υπάρχει ηρ. τιμή. 5. Η ορμονοπαραγωγή της ΗΠΕ παραρτήρα της μήτρας της παρούσας συσκευής από απόρριψη της μήτρας είναι φυσιολογική διαδικασία και στην αγορά υπάρχει ηρ. τιμή.

1.9. Γενικές παρατηρήσεις
Εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης της παρούσας συσκευής η ως αποστολή της χρήσης της παρούσας συσκευής προορίζεται να τοποθετηθεί στα κατασκευαστικά ή στα στοιχεία απόρριψής της, ηρ. τιμή.

2. Περιγραφή της συσκευής
Το καρμπίο ηλεκτρόδια Ambu Neuline είναι ηλεκτρόδια επιφανειακής μίας χρήσης που αποτελούνται από ένα καρμπίο ηλεκτρόδιο, κλιμακωτή οδόντωση και συσκευή σύνδεσης. Τα ηλεκτρόδια είναι προσαρμοσμένα καλώδια αγωγής μίας ή ένω ανδρών που επιτρέπουν τη σύνδεση σε σύστημα νευρολογικής μόνιτης.

Το καρμπίο ηλεκτρόδια Ambu Neuline διατίθενται με προσαρμοσμένο καλώδιο αγωγής μήκους 100 cm (40”), 150 cm (60”) και 200 cm (80”) με ανδρών αρσενικού, 1,5 mm οδόντωση στην άκρη. Το προσαρμοσμένο καλώδιο αγωγής διατίθενται σε 12 χρώματα.

Οι διαμορφώσεις συσκευών του Καρμπίου ηλεκτροδίου Ambu Neuline περιλαμβάνουν 10, 15, 23, 25 και 27 ηλεκτρόδια ανά αρχική συσκευασία.

Σύμβολο Ένδειξη	Περιγραφή	Σύμβολο Ένδειξη	Περιγραφή
	Ισοπροπυλονολαίο προϊόν		Ηλεκτρονική κατασκευή χωρίς κατασκευαστή
	Εξάρτημα στο οποίο εφαρμόζεται ηλεκτρική οδόντωση τύφ		Μόνο με συνταγή
	Με πιστοποίηση συμμόρφωσης ΗΒ		Αρμόδιο πρόσωπο Νευρολογίας
	Επιτομή (Μόνο για προϊόντα που εισάγονται στα Μεγάλα Βρετανία)		

Μπορείτε να βρείτε μια πλήρη λίστα των επισημειώσεων των συμβόλων στο ambu.com/symbol-explanation.

4. Χρήση προϊόντος
• Η ουσία τοποθετήση των ηλεκτροδίων καθορίζεται συνήθως από το νοσηλευτικό/από κλινική ή από τον προνοσηλευτικό βοηθό.
• Προσοχή: το τριγύρω της εφαρμογής χρησιμοποιούνται κάποιο λιπαντικό. Εφαρμόζεται γρήγοτα η κλιμακωτή οδόντωση στο καρμπίο ηλεκτρόδιο.
• Τοποθετήστε το καρμπίο ηλεκτρόδιο στο τραπέζι της κλινικής.
• Συνδέστε το καλώδιο αγωγής στην συσκευή παρακολούθησης.
• Μετά την παρακολούθηση, απορρίψτε το ηλεκτρόδιο από το δέρμα.
• Τα ηλεκτρόδια είναι μίας χρήσης και πρέπει να απορριπτούν σύμφωνα με τις τοπικές διαδικασίες του νοσοκομείου.

5. Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος
5.1. Προδιαγραφές διάρκειας χρήσης
• Η διάρκεια χρήσης είναι έως 24 ώρες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης
Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 10 έως 25° C (50 έως 77° F).

1.8. Undesirable side effects
Skin irritation, skin redness, skin injuries such as skin burn and skin abrasion.

1.9. General notes
If you are using this device as a result of its use, a serious incident may occur. Please report it to the manufacturer and to your national authority.

2. Device description
Ambu Neuline Cup electrodes are single-use surface electrodes consisting of cup, crimp lock followed by a shrink tube and a pre-attached lead wire with a connector which enables connection to a neurological acquisition system.

Ambu Neuline Cup electrodes are available with pre-attached lead wire of 100 cm (40”), 150 cm (60”) and 200 cm (80”) lengths, and with a touch proof 1.5-mm safety connector. Pre-attached lead wire is available in 12 colours.

The packaging configurations of the Ambu Neuline Cup electrode includes 10, 15, 23, 25 and 27 electrodes per primary packaging.

The packaging configurations of the Ambu Neuline Cup electrode includes 10, 15, 23, 25 and 27 electrodes per primary packaging.

Symbol indication	Description	Symbol indication	Description
	Medical Device		Date of Manufacture Country of Manufacture
	Electrical Safety Type BF Applied Part		Prescription use only
	UK Conformity Assessed		UK Responsible Person
	Importer (For products imported into Great Britain only)		

A full list of symbol explanations can be found on ambu.com/symbol-explanation.

4. Product use
• The correct placement of electrodes is typically determined by the hospital/physician and/or local protocol/procedures.
• Prepare the scalp using an abrasive. Apply gel, paste or adhesive on the cup electrode. Attach the cup to the scalp.
• Connect the lead wire to the monitoring device.
• After monitoring, remove the electrode from the skin.
• The electrodes are disposable and must be disposed of according to local hospital procedures.

5. Technical specifications
5.1. Specifications
Duration of use
Duration of use is up to 24 hours.

Storage temperature
The product shall be stored at 10 to 25 °C (50 to 77° F).

- Correct placement of electrodes is typically determined by the hospital/physician and/or local protocol/procedures.
- Prepare the scalp using an abrasive. Apply gel, paste or adhesive on the cup electrode. Attach the cup to the scalp.
- Connect the lead wire to the monitoring device.
- After monitoring, remove the electrode from the skin.
- The electrodes are disposable and must be disposed of according to local hospital procedures.

- Correct placement of electrodes is typically determined by the hospital/physician and/or local protocol/procedures.
- Prepare the scalp using an abrasive. Apply gel, paste or adhesive on the cup electrode. Attach the cup to the scalp.
- Connect the lead wire to the monitoring device.
- After monitoring, remove the electrode from the skin.
- The electrodes are disposable and must be disposed of according to local hospital procedures.

1.8. Efectos secundarios no deseados
Irritación de la piel, enrojecimiento de la piel y lesiones cutáneas, como quemaduras y abrasiones en la piel.

1.9. Notas generales
Si durante el uso del dispositivo o como resultado de su uso, se produce un accidente grave, informe de ello al fabricante y a sus autoridades nacionales.

2. Descripción del dispositivo
Los electrodos Ambu Cucharilla Desachable Neuline son electrodos de superficie de un solo uso que consisten en un sistema de fijación a presión seguido de un tubo retráctil y un cable conductor preacoplado con un conector que permite la conexión a un sistema de adquisición de datos neurológicos. Los electrodos Ambu Cucharilla Desachable Neuline están disponibles con un cable conductor en longitudes de 100 cm, 150 cm y 200 cm, y con un conector de seguridad de 1,5 mm a prueba de contactos. El cable conductor preacoplado está disponible en 12 colores.

Las configuraciones de empaque del electrodos Ambu Cucharilla Desachable Neuline incluyen 10, 15, 23, 25 y 27 electrodos por envase primario.

1.1. Uso previsto
Los electrodos Ambu® Cucharilla Desachable Neuline se utilizan con equipos de registro y monitorización con el fin de registrar las señales de biopotencial. Por ejemplo: Electroencefalograma (EEG) y señales de potencial nervioso.

1.2. Indicaciones de uso
Los electrodos Ambu Cucharilla Desachable Neuline están indicados cuando es necesario realizar exploraciones neurológicas del cerebro para investigar anomalías en un paciente.

1.3. Población de pacientes objetivo
Los electrodos Ambu Cucharilla Desachable Neuline se pueden utilizar en adultos (de 22 años o más*) y en pacientes pediátricos (desde el nacimiento hasta los 21 años de edad*).

*Las definiciones de edad se basan en las directrices de la FDA: Approval of medical devices existantes para la extrapolación a sus pediátricos de dispositivos médicos (19 de septiembre de 2016).

Σύμβολο Ένδειξη	Περιγραφή	Σύμβολο Ένδειξη	Περιγραφή
	Ισοπροπυλονολαίο προϊόν		Ηλεκτρονική κατασκευή χωρίς κατασκευαστή
	Εξάρτημα στο οποίο εφαρμόζεται ηλεκτρική οδόντωση τύφ		Μόνο με συνταγή
	Με πιστοποίηση συμμόρφωσης ΗΒ		Αρμόδιο πρόσωπο Νευρολογίας
	Επιτομή (Μόνο για προϊόντα που εισάγονται στα Μεγάλα Βρετανία)		

Μπορείτε να βρείτε μια πλήρη λίστα των επισημειώσεων των συμβόλων στο ambu.com/symbol-explanation.

4. Χρήση προϊόντος
• Η ουσία τοποθετήση των ηλεκτροδίων καθορίζεται συνήθως από το νοσηλευτικό/από κλινική ή από τον προνοσηλευτικό βοηθό.
• Προσοχή: το τριγύρω της εφαρμογής χρησιμοποιούνται κάποιο λιπαντικό. Εφαρμόζεται γρήγοτα η κλιμακωτή οδόντωση στο καρμπίο ηλεκτρόδιο.
• Τοποθετήστε το καρμπίο ηλεκτρόδιο στο τραπέζι της κλινικής.
• Συνδέστε το καλώδιο αγωγής στην συσκευή παρακολούθησης.
• Μετά την παρακολούθηση, απορρίψτε το ηλεκτρόδιο από το δέρμα.
• Τα ηλεκτρόδια είναι μίας χρήσης και πρέπει να απορριπτούν σύμφωνα με τις τοπικές διαδικασίες του νοσοκομείου.

5. Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος
5.1. Προδιαγραφές διάρκειας χρήσης
• Η διάρκεια χρήσης είναι έως 24 ώρες.

ΠΡΕΚΑΙΟΝΕΣ
• Για να μειωθεί ο κίνσος ριτιράσεων en la piel al reemplazar los electrodos, busque una nueva zona en la que colocarlos.
• Los electrodos solo se deben utilizar por o previa consulta con un profesional sanitario familiarizado con el correcto colocación y uso.
• No moje, enjuague ni esterilice los electrodos, ya que estos procedimientos pueden dejar residuos nocivos o afectar a su funcionamiento.
• Durante las intervenciones quirúrgicas, los electrodos se deben situar lo más alejados posible de la zona electroquirúrgica para minimizar corrientes de radiofrecuencia (RF) no deseadas.
• La legislación federal de EE. UU. solo permite la venta de este dispositivo a través de profesionales sanitarios autorizados o bajo prescripción facultativa.

1. Důležité informace – Před použitím čtejte
Před použitím bezpečně přečtěte všechny pokyny. Tento návod k použití může být aktualizován bez předchozího oznámení. Kopie těchto pokynů jsou k dispozici na vyžádání. Tyto dokumenty ne popisují ani ne diskutují klinické postupy a ani se jimi nezabývají. Popisuje pouze základní úkony a opatření související s použitím elektrod.

Na povrchové elektrody Ambu Neuline Cup Neurology se nevztahuje žádná záruka.

1.1. Určené použití
Elektrody Ambu Neuline Cup jsou určeny k použití v kombinaci se záznamovými a monitorovacími zařízeními ke snímání biopotenciálů, jako například: Elektroencefalografie (EEG) a nervní nervových potenciálů.

1.2. Indikace pro použití
Elektrody Ambu Neuline Cup jsou indikovány v případech, kdy je žádoucí neurofyziologické vyšetření mozku pacienta za účelem posouzení abnormalit.

The packaging configurations of the Ambu Neuline Cup electrode includes 10, 15, 23, 25 and 27 electrodes per primary packaging.

The packaging configurations of the Ambu Neuline Cup electrode includes 10, 15, 23, 25 and 27 electrodes per primary packaging.

Symbol indication	Description	Symbol indication	Description
	Medical Device		Date of Manufacture Country of Manufacture
	Electrical Safety Type BF Applied Part		Prescription use only
	UK Conformity Assessed		UK Responsible Person
	Importer (For products imported into Great Britain only)		

A full list of symbol explanations can be found on ambu.com/symbol-explanation.

4. Product use
• The correct placement of electrodes is typically determined by the hospital/physician and/or local protocol/procedures.
• Prepare the scalp using an abrasive. Apply gel, paste or adhesive on the cup electrode. Attach the cup to the scalp.
• Connect the lead wire to the monitoring device.
• After monitoring, remove the electrode from the skin.
• The electrodes are disposable and must be disposed of according to local hospital procedures.

5. Technical specifications
5.1. Specifications
Duration of use
Duration of use is up to 24 hours.

Storage temperature
The product shall be stored at 10 to 25 °C (50 to 77° F).

- Correct placement of electrodes is typically determined by the hospital/physician and/or local protocol/procedures.
- Prepare the scalp using an abrasive. Apply gel, paste or adhesive on the cup electrode. Attach the cup to the scalp.
- Connect the lead wire to the monitoring device.
- After monitoring, remove the electrode from the skin.
- The electrodes are disposable and must be disposed of according to local hospital procedures.

- Correct placement of electrodes is typically determined by the hospital/physician and/or local protocol/procedures.
- Prepare the scalp using an abrasive. Apply gel, paste or adhesive on the cup electrode. Attach the cup to the scalp.
- Connect the lead wire to the monitoring device.
- After monitoring, remove the electrode from the skin.
- The electrodes are disposable and must be disposed of according to local hospital procedures.

1.7. Varoitus ja huomautukset
VAROITUS
• Pölyneurologiset elektrodit eivät ole tarkoitettu käytettäväksi tallennus- ja valvontalaitteiden kanssa biopotentiaalisten signaalien tallentamiseksi esimerkiksi elektroencefalografian (EEG) ja hermojen potentiaalinsignaaleissa.

1.8. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.9. Yleistä tietoa
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.10. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.11. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.12. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.13. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.14. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.15. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.16. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.17. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.18. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.19. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.20. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.21. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.22. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.23. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.24. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.25. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.26. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.27. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.28. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.29. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.8. Nežadú účinky
Podráždenie pokožky, podrážky, poranenia kože, ako napr. popálenia a odreniny.

1.9. Obecné poznámky
Ak ste používajú toto zariadenie ako výsledok jeho použitia, môže nastať závažná nehoda. Prosíme vás, aby ste informovali výrobcu a vaše národné orgány. Tieto dokumenty ne popisujú ani ne diskutujú klinické postupy a ani sa jimi nezabývajú. Popisuje iba základné úkony a opatrenia súvisiace s použitím elektrod.

Na povrchové elektrody Ambu Neuline Cup Neurology sa nevztahuje žiadna záruka.

1.1. Určené použitie
Elektrody Ambu Neuline Cup sú určené na použitie v kombinácii so záznamovými a monitorovacími zariadeniami na snímanie biopotenciálov, ako napríklad: Elektroencefalografia (EEG) a nervových potenciálov.

1.2. Indikácie pre použitie
Elektrody Ambu Neuline Cup sú indikované v prípadoch, keď je potrebné neurofyziologické vyšetrenie mozku pacienta za účelom posúdenia abnormalít.

The packaging configurations of the Ambu Neuline Cup electrode includes 10, 15, 23, 25 and 27 electrodes per primary packaging.

The packaging configurations of the Ambu Neuline Cup electrode includes 10, 15, 23, 25 and 27 electrodes per primary packaging.

Posuýt symbol	Popis	Posuýt symbol	Popis
	Zdravotnícky prostriedok		Datum výroby krajina výroby
	Elektrická bezpečnosť: príloha štýp BF		Pouze na predpis lekára
	Posouzení shody s předpisy Velké Británie		Odpovědná osoba ve Velké Británii
	Dovozce (Pouze pro produkty dovozené do Velké Británie)		

A full list of symbol explanations can be found on ambu.com/symbol-explanation.

4. Product use
• The correct placement of electrodes is typically determined by the hospital/physician and/or local protocol/procedures.
• Prepare the scalp using an abrasive. Apply gel, paste or adhesive on the cup electrode. Attach the cup to the scalp.
• Connect the lead wire to the monitoring device.
• After monitoring, remove the electrode from the skin.
• The electrodes are disposable and must be disposed of according to local hospital procedures.

5. Technical specifications
5.1. Specifications
Duration of use
Duration of use is up to 24 hours.

Storage temperature
The product shall be stored at 10 to 25 °C (50 to 77° F).

- Correct placement of electrodes is typically determined by the hospital/physician and/or local protocol/procedures.
- Prepare the scalp using an abrasive. Apply gel, paste or adhesive on the cup electrode. Attach the cup to the scalp.
- Connect the lead wire to the monitoring device.
- After monitoring, remove the electrode from the skin.
- The electrodes are disposable and must be disposed of according to local hospital procedures.

1.7. Varoitus ja huomautukset
VAROITUS
• Pölyneurologiset elektrodit eivät ole tarkoitettu käytettäväksi tallennus- ja valvontalaitteiden kanssa biopotentiaalisten signaalien tallentamiseksi esimerkiksi elektroencefalografian (EEG) ja hermojen potentiaalinsignaaleissa.

1.8. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.9. Yleistä tietoa
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.10. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.11. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.12. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.13. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.14. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.15. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.16. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.17. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.18. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.19. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.20. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.21. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.22. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.23. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.24. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.25. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.26. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.27. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/klinikkipäätöissä.

1.28. Käyttöturvallisuus
Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön sairaala-/